



# Désinfection des cassettes

Pour désinfecter les cassettes, utilisez uniquement les désinfectants approuvés par Agfa (voir la liste des désinfectants approuvés). Si vous prévoyez d'utiliser d'autres désinfectants, vous devez préalablement obtenir l'autorisation d'Agfa car la plupart des désinfectants peuvent endommager la cassette. La désinfection par UV n'est également pas autorisée.

Pour obtenir des informations détaillées sur la méthode de désinfection, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le désinfectant.

## Consignes de sécurité pour la désinfection

---

**ATTENTION :**

Avant de désinfecter la cassette, retirez la plaque-image et assurez-vous que la cassette est propre.



Lorsque cela s'avère nécessaire, vous pouvez nettoyer l'extérieur des cassettes, de préférence avec un chiffon humide (eau, savon).

**ATTENTION :**

N'utilisez pas l'agent nettoyant AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, les lingettes PROSAT, le nettoyant pour écrans AGFA CURIX ou un autre liquide à base d'alcool sur la surface de la cassette, car cela pourrait endommager la cassette.



**ATTENTION :**

Ne versez ou ne vaporisez jamais de liquides directement sur la surface de la cassette ; utilisez toujours un chiffon propre, peu pelucheux légèrement imbibé de la solution.



**ATTENTION :**

Utiliser dans des zones bien ventilées.



**ATTENTION :**

Les solutions/lingettes de désinfection peuvent provoquer une irritation des yeux et de la peau. Se laver les mains au



savon et à l'eau, après utilisation. Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) fournie par le fabricant et les recommandations sur la notice du produit pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit avant son utilisation.



**ATTENTION :**

Assurez-vous que la cassette est correctement décontaminée et désinfectée avant de l'envoyer.



Assurez-vous que toutes les surfaces sont entièrement sèches avant de réutiliser les cassettes.



Respectez les instructions d'utilisation fournies avec le produit de nettoyage/désinfection.

## Désinfectants approuvés

---

Les désinfectants suivants sont compatibles avec les matériaux de la cassette et peuvent être utilisés sur la surface externe de la cassette.

### Désinfectant à base d'acide organique :

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (lingettes ou vaporisateur) (multiGREEN® est une marque commerciale de ulti med Products (Deutschland) GmbH)

### Désinfectants à base de sels d'ammonium quaternaires :

- Lingettes mikroqid® sensitive (mikroqid est une marque commerciale de Schülke&Mayr GmbH)
- Lingettes jetables Sani-Cloth® Active (Sani-Cloth est une marque commerciale de PDI®)



**AVERTISSEMENT :**

L'utilisation fréquente de désinfectants à base de sels d'ammonium quaternaires peut entraîner une rupture de pièces

de la cassette. Aussi, évitez l'utilisation fréquente ; il est conseillé de les utiliser moins de 50 fois pendant la durée de vie de la cassette.

## **Utilisation d'une enveloppe de protection en plastique**

---

Si la cassette est utilisée dans un environnement dans lequel la désinfection est obligatoire ou dans lequel elle pourrait entrer en contact avec des liquides corporels, utilisez les enveloppes en plastique pour éviter que la cassette n'entre en contact direct avec le patient. Assurez-vous que l'enveloppe n'est pas froissée afin d'éviter l'affichage de plis sur le cliché.

## **Exclusion de responsabilité**

---

L'utilisateur est responsable de la sélection et de la description des procédures et politiques de désinfection appropriées.