



# Disinfezione delle cassette

Per la disinfezione delle cassette utilizzare esclusivamente disinfettanti approvati da Agfa (vedere l'elenco dei Disinfettanti approvati). Se si intende utilizzare altri disinfettanti, dal momento che molti di essi possono danneggiare la cassetta, prima dell'uso è necessario ottenere l'approvazione da parte di Agfa. Non è consentita la disinfezione con raggi UV.

Per informazioni dettagliate su come effettuare la disinfezione, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il disinfettante.

## Istruzioni di sicurezza per la disinfezione

---

### AVVERTENZA:

**Prima di disinfettare la cassetta, rimuovere la lastra e verificare che la cassetta sia pulita.**



**Se necessario si può pulire la superficie esterna delle cassette, preferibilmente solo con un panno inumidito (acqua e sapone).**

### AVVERTENZA:

**Sulla superficie della cassetta non utilizzare CR Phosphor Plate Cleaner AGFA, salviette PROSAT, detergente per schermi AGFA CURIX o altri detergenti per schermi o liquidi contenenti alcol perché potrebbero danneggiarla.**



### AVVERTENZA:

**Non versare o spruzzare mai i liquidi direttamente sulla superficie della cassetta; utilizzare sempre un panno con pochi pelucchi pulito e inumidito (non gocciolante) con la soluzione.**



### AVVERTENZA:

**Utilizzare in aree ben ventilate.**





**AVVERTENZA:**

Le salviette e/o le soluzioni disinfettanti potrebbero causare irritazione agli occhi e alla cute. Dopo l'uso lavarsi le mani con acqua e sapone. Per ulteriori informazioni prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza (MSDS) del fabbricante e le raccomandazioni sull'etichetta del prodotto.



**AVVERTENZA:**

Prima della spedizione assicurarsi che la cassetta sia correttamente decontaminata e disinfettata.



Prima di ricominciare a utilizzare la cassetta verificare che tutte le superfici siano completamente asciutte.



Seguire le istruzioni d'uso fornite con il prodotto per la pulizia/disinfezione.

## Disinfettanti approvati

---

I seguenti disinfettanti sono stati giudicati compatibili con il materiale delle cassette e possono essere utilizzati sulla superficie esterna.

### Disinfettanti a base di acidi organici:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (salviette o spray)  
(multiGREEN® è un marchio registrato di ulti med Products (Deutschland) GmbH)

### Disinfettanti a base di sale di ammonio quaternario:

- Salviette per superfici sensibili mikroqid®  
(mikroqid è un marchio commerciale di Schülke&Mayr GmbH)
- Salviette monouso Sani-Cloth® Active  
(Sani-Cloth è un marchio commerciale di PDI®)

**ATTENZIONE:**

L'uso frequente di disinfettanti a base di sale di ammonio quaternario può causare la rottura delle componenti della cassetta. Evitarne pertanto l'uso frequente; si raccomanda di limitarne l'uso a <50 volte durante la vita utile della cassetta.

## **Utilizzo di un involucro di plastica protettivo**

---

Se la cassetta viene utilizzata in un ambiente in cui è richiesta la disinfezione o dove potrebbe venire a contatto con il sangue o con altri fluidi corporei, proteggere la cassetta dal contatto diretto con il paziente con involucri di plastica. Assicurarsi che l'involucro di plastica non sia increspato per evitare la comparsa di grinze sull'immagine.

## **Esonero di responsabilità**

---

La responsabilità della scelta e della descrizione della procedura e della linea di condotta appropriate per la disinfezione ricade sull'utente.